

衛生福利部疾病管制署

「墨西哥疑似真菌性腦膜炎」檢體採檢及運送規定

112.6.2

傳染病名稱	採檢項目	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	注意事項
墨西哥疑似真菌性腦膜炎	真菌菌株	菌種鑑定	已分離菌株時	接種於真菌培養基(SDA、PDA)，以封口膜(paraffin)密封，並加夾鏈袋運送。	22-35°C (B類感染性物質 P650 包裝)	經由疾病管制署「實驗室資訊管理系統」登錄送驗。 (送驗資料管理→送驗單新增→非法傳送驗單→墨西哥疑似真菌性腦膜炎)